

Anti-Cullin 4A Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q13619

품목 번호: CM0025738



소개

Cullin 4A에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC, IP, ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 쥐, 및 랫트 CUL4A와 반응하며, 이는 단백질 유비퀴틴화 및 DNA 복구에 관여하는 cullin-RING E3 유비퀴틴 리가제 복합체의 핵심 구성 요소입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Cullin 4A Rabbit pAb
비고/별칭	CUL4A; cullin-4A; Cullin 4A
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	8451
유전자 ID	8451
항원	합성 펩타이드 사람 Cullin 4A (NP_001008895.1)의 아미노산 1-300 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫트
SWISS	Q13619
단백질 분자량	88kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)