

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Cux1 Rabbit Polyclonal Antibody - P39880 / Q13948

품목 번호: CM0023522

소개

CUX1 Rabbit pAb는 WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 폴리클론항체로, 인간, 쥐, 랫드의 CUX1(신경세포 분화 및 세포 주기 조절에 중요한 전사인자)과 반응하여 IVD 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CUX1 Rabbit pAb
비고/별칭	CDP; CUX; p75; CASP; CDP1; COY1; Clox; GDDI; p100; p110; p200; CUTLI; GOLIM6; CDP/Cut; Cux/CDP; Nbla10317; CUX1
종	인간
유전자 ID	1523
면역원	인간 CUX1 (NP_001189472.1)의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐, 랫드
SWISS	P39880/Q13948
단백질 무게	72-77kDa/147-165kDa
배송	아이스백