

Wb 및 Elisa용 Anti-Cwc22 다클론 항체 - Q9Hcg8

품목 번호: CM0016784



소개

CamelBio의 CWC22 토끼 다클론 항체는 사람과 생쥐에서 pre-mRNA 스플라이싱 인자 CWC22 상동체를 검출합니다. WB 및 ELISA에 적합합니다. 스플라이소솜 기능, EJC 조립 및 nonsense-mediated mRNA decay 연구에 이상적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CWC22 토끼 다클론 항체
비고/별칭	NCM, fSAPb, EIF4GL, CWC22
종	사람
유전자 ID	57703
면역원	사람 CWC22(NP_065994.1)의 아미노산 639-908에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	생쥐
SWISS	Q9HCG8
단백질 분자량	105kDa
배송	아이스팩