

Wb, Ip, Ihc-P, Elisa용 항Cx3CL1 토끼 단클론 항체 - O35188

품목 번호: CM0008709

소개

WB, IP, IHC-P 및 ELISA에서 검증된 항CX3CL1 토끼 단클론 항체입니다. 면역 반응, 백혈구 유착 및 신경염증에 관여하는 케모카인인 생쥐 프락탈카인(Fractalkine, O35188)을 표적으로 합니다. 염증 및 신경과학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CX3CL1 토끼 단클론 항체(mAb)
비고/별칭	ABCD-3; CX3C; Cxc3; D8Bwg0439e; FK; Scyd1
종	생쥐
인간 유전자 ID	6376
유전자 ID	20312
면역원	생쥐 CX3CL1(NP_033168.2)의 아미노산 25-337에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IP, IHC-P, ELISA
교차 반응성	생쥐
SWISS	O35188
단백질 분자량	42 kDa
배송 방식	아이스 팩