

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cx3Cl1 Rabbit Polyclonal Antibody - O35188

품목 번호: CM0030174

소개

WB, IF-P, IHC-P, ELISA용 마우스 CX3CL1 (Fractalkine)에 대한 고품질 토끼 폴리클론항체. 마우스 샘플에서 검증됨. 케모카인 신호전달, 염증 및 세포 접착 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CX3CL1 Rabbit pAb
비고/별칭	NTN; NTT; CXCL3; CXCL3C; SCYD1; ABCD-3; C3Xkine; fractalkine; neurotactin
종	마우스
GeneID (Human)	6376
GeneID	20312
면역원	마우스 CX3CL1 (NP_033168.2)의 아미노산 25-337에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	O35188
단백질 분자량	42 kDa
배송	아이스백