

Anti-Cx3Cr1 토끼 다클로날 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - P49238

품목 번호: CM0025141



소개

CamelBio는 인간 CX3CR1(fractalkine 수용체)에 대한 토끼 다클로날 항체를 제공하며, WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 염증, 면역학 및 신경과학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CX3CR1 Rabbit pAb
비고/별칭	V28; CCRL1; GPR13; CMKDRI; GPRV28; CMKBRL1; CX3CR1
종(Species)	Human
GeneID (Human)	1524
GeneID	1524
면역원(Immunogen)	인간 CX3CR1 (NP_001328.1)의 아미노산 100-200 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	P49238
단백질 분자량	40kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)