


## Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Cxcl10/Ip-10 단일클론 항체 - P02778

품목 번호: CM0011148



### 소개

사람 CXCL10/IP-10에 특이적인 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 케모카인 신호전달, 염증 및 면역세포 모집 연구와 진단 분석법 개발에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | CXCL10/IP-10 토끼 mAb                                                 |
| 비고/별칭       | C7; IFI10; INP10; IP-10; crg-2; mob-1; SCYB10; gIP-10; CXCL10/IP-10 |
| 종           | 사람                                                                  |
| GeneID (사람) | 3627                                                                |
| GeneID      | 3627                                                                |
| 면역원         | 사람 CXCL10/IP-10의 아미노산 22-98에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_001556.2) |
| 숙주          | 토끼                                                                  |
| 분류          | 단일클론 항체                                                             |
| 적용 분야       | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                            |
| 교차 반응성      | 사람                                                                  |
| SWISS       | P02778                                                              |
| 단백질 분자량     | 11kDa                                                               |
| 배송          | 아이스팩                                                                |