


Wb, Elisa용 항-Cxcl10/Ip-10 다클론 항체 - P02778

품목 번호: CM0013508



소개

인간 CXCL10/IP-10(C-X-C 모티브 케모카인 10)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체. WB와 ELISA에서 검증되었으며, 면역 세포 화학주성 및 바이러스 반응에 관여하는 11 kDa 분비 전염증성 사이토카인을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CXCL10/IP-10 토끼 pAb
비고/별칭	C7; IFI10; INP10; IP-10; crg-2; mob-1; SCYB10; gIP-10; CXCL10/IP-10
종	인간
유전자ID (인간)	3627
유전자ID	3627
면역원	인간 CXCL10/IP-10 (NP_001556.2)의 아미노산 20-98에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P02778
단백질 분자량	11 kDa
배송	아이스 팩