


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Cxcl10/Ip-10 폴리클로날 항체 - P02778

품목 번호: CM0020465



소개

CamelBio의 CXCL10/IP-10 토끼 폴리클로날 항체(P02778)는 WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 이 항체는 인간과 마우스에 반응하며, 면역 세포 이동 및 바이러스 반응에 관여하는 염증성 케모카인을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CXCL10/IP-10 Rabbit pAb
비고/별칭	C7; IFI10; INP10; IP-10; crg-2; mob-1; SCYB10; gIP-10; CXCL10/IP-10
종(Species)	Human
GeneID (인간)	3627
GeneID	3627
면역원(Immunogen)	인간 CXCL10/IP-10 (NP_001556.2)의 아미노산 22-98에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	P02778
단백질 분자량	11kDa
배송	아이스 팩(Ice)