


Wb 및 Elisa용 Anti-Cxcl10/Ip-10 토끼 단일클론 항체 - P02778

품목 번호: CM0006444



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 인간 CXCL10/IP-10을 표적하는 고특이성 토끼 단일클론 항체입니다. 케모카인 신호 전달, 염증성 질환 및 면역 세포 이동 연구에 필수적입니다. SWISS: P02778.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CXCL10/IP-10 Rabbit mAb
비고/별칭	C7; IFI10; INP10; IP-10; crg-2; mob-1; SCYB10; gIP-10; CXCL10/IP-10
종	Human
유전자 ID (인간)	3627
유전자 ID	3627
면역원	인간 CXCL10/IP-10의 1-98 아미노산 (NP_001556.2)에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human
SWISS	P02778
단백질 분자량	11kDa
배송	아이스 팩