

Wb, Ihc-P, Elisa용 항Cxcl11 토끼 다클론 항체 - O14625

품목 번호: CM0029098



소개

인간 CXCL11(IP-9/I-TAC)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 랫드와 교차 반응성을 가집니다. 케모카인 및 T세포 동원 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CXCL11 토끼 pAb
비고/별칭	IP9; H174; IP-9; b-R1; I-TAC; SCYB11; SCYB9B; CXCL11
종	인간
유전자ID (인간)	6373
유전자ID	6373
면역원	인간 CXCL11 (NP_005400.1)의 아미노산 22-94에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	O14625
단백질 분자량	10kDa
배송	아이스백