


Wb용 항-Cxcl12 다클론 항체 - P48061

품목 번호: CM0023559



소개

인간 CXCL12에 대한 고친화성 토끼 다클론 항체로, WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었으며 케모카인 신호전달, 암 및 면역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CXCL12 토끼 pAb
비고/별칭	IRH; PBSF; SDF1; TLSF; TPARI; SCYB12; CXCL12
종	인간
유전자 ID (인간)	6387
면역원	인간 CXCL12 (NP_000600.1)의 아미노산 40-93번 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P48061
단백질 분자량	11kDa
배송	아이스백