


Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cxcl4/Pf4 단일클론 항체 - P02776

품목 번호: CM0005053



소개

사람 CXCL4/PF4를 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체로, WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 케모카인 신호 전달 및 혈소판 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CXCL4/PF4 Rabbit mAb
비고/별칭	PF-4; CXCL4; SCYB4; CXCL4/PF4
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	5196
GeneID	5196
면역원	합성 펩타이드 사람 CXCL4/CXCL4/PF4 (P02776)의 아미노산 1-101 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse), 쥐 (Rat)
SWISS	P02776
단백질 분자량	11kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)