


Wb, Ihc, If, Elisa용 항-Cxcl4/Pf4 토끼 다클론 항체 - P02776

품목 번호: CM0021504



소개

인간 CXCL4/PF4를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 케모카인, 염증 및 조혈 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CXCL4/PF4 토끼 pAb
비고/별칭	PF-4; CXCL4; SCYB4; CXCL4/PF4
종	인간
유전자ID (인간)	5196
유전자ID	5196
면역원	인간 CXCL4/PF4 (NP_002610.1)의 아미노산 32-101에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P02776
단백질 분자량	11kDa
배송	아이스 팩