

Wb 및 Elisa용 Anti-Cxcl9 토끼 다클로날 항체 - Q07325

품목 번호: CM0020852

소개

인간 CXCL9 (MIG)를 표적으로 하는 다클로날 항체로, 토끼에서 생산되었습니다. 웨스턴 블로팅(Western blot) 및 ELISA에 적합합니다. T 세포 이동 및 염증 반응에 관여하는 14kDa 케모카인을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수                     | 값                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 제품명                      | CXCL9 Rabbit pAb                                                         |
| 비고/별칭                    | CMK; MIG; Humig; SCYB9; crg-10; CXCL9                                    |
| 종(Species)               | 인간(Human)                                                                |
| 유전자 ID                   | 4283                                                                     |
| 항원(Immunogen)            | 인간 CXCL9 (NP_002407.1)의 아미노산 50번부터 C-말단(C-terminus)까지의 서열에 해당하는 합성 펩타이드. |
| 공급원(Source)              | 토끼(Rabbit)                                                               |
| 카테고리                     | 다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)                                           |
| 애플리케이션(Application)      | WB, ELISA                                                                |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 인간(Human)                                                                |
| SWISS                    | Q07325                                                                   |
| 단백질 분자량(Protein Weight)  | 14kDa                                                                    |
| 배송(Shipping)             | 아이스 팩(Ice bag)                                                           |