

웨스턴 블롯(Wb), 면역형광/면역세포화학(If/Icc), Elisa용 Anti-Cxcl9/Mig
Rabbit Monoclonal Antibody - Q07325

품목 번호: CM0010867

소개

WB, IF/ICC, ELISA에서 검증된 고품질 Anti-CXCL9/MIG Rabbit Monoclonal Antibody입니다. CXCR3를 통해 T세포 이동을 유도하는 케모카인인 인간 CXCL9에 특이적입니다. 면역학 및 염증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CXCL9/MIG Rabbit mAb
비고/별칭	CMK; MIG; Humig; SCYB9; crg-10; CXCL9
종	인간
유전자 ID (인간)	4283
유전자 ID	4283
면역원	인간 CXCL9/MIG(NP_002407.1)의 아미노산 23-125에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q07325
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스백