

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Cxcr1 토끼 다클론 항체 - P25024

품목 번호: CM0023470



소개

WB, IHC-P, ELISA에 사용할 수 있는 고품질 CXCR1 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트와 반응하며 호중구 화학주성을 매개하는 IL-8 수용체를 표적으로 합니다. 체외진단(IVD) 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CXCR1 토끼 pAb
비고/별칭	C-C, CD128, CD181, CKR-1, IL8R1, IL8RA, CMKAR1, IL8RBA, CDw128a, C-C-CKR-1, CXCR1
종	인간
유전자ID (인간)	3577
유전자ID	3577
면역원	합성 펩타이드 인간 CXCR1 (NP_000625.1)의 아미노산 250-350 범위 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P25024
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스백