


Wb 및 Elisa용 Anti-Cxcr3 Rabbit Monoclonal Antibody - P49682

품목 번호: CM0003097



소개

인간 CXCR3 (CD183)를 표적으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 암 및 염증성 질환 연구에서 케모카인 신호 전달, 면역 세포 이동 및 혈관 신생 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CXCR3 Rabbit mAb
비고/별칭	GPR9; MigR; CD182; CD183; Mig-R; CKR-L2; CMKAR3; IP10-R; CXCR3
종	인간
GeneID (Human)	2833
면역원	합성 펩타이드 - 인간 CXCR3 (P49682)의 아미노산 200-300 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P49682
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스백