


웨스턴 블롯(Wb), Elisa용 Anti-Cxcr3 Rabbit Polyclonal Antibody - P49682

품목 번호: CM0017784



소개

인간 CXCR3 (CD183)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체로, 면역 세포 이동 및 혈관 신생에 관여하는 케모카인 수용체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합하며, 인간 및 래트와 교차 반응합니다. 면역학 및 종양학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CXCR3 Rabbit pAb
비고/별칭	GPR9; MigR; CD182; CD183; Mig-R; CKR-L2; CMKAR3; IP10-R; CXCR3
종	인간
GeneID (인간)	2833
GeneID	2833
면역원	인간 CXCR3 (NP_001136269.1)의 아미노산 1-53에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 래트
SWISS	P49682
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스백