

Wb, Elisa용 Anti-Cxcr4 토끼 단일클론 항체 - P61073

품목 번호: CM0002616



소개

인간 CXCR4 (C-X-C 케모카인 수용체 타입 4, CD184)를 표적으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. CXCR4는 케모카인 신호 전달, HIV 진입, 세포 이동 및 염증과 관련된 GPCR입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CXCR4 Rabbit mAb
비고/별칭	FB22; HM89; LAP3; LCR1; NPYR; WHIM; CD184; LAP-3; LESTR; NPY3R; NPYRL; WHIMS; HSY3RR; NPY3R; WHIMS1; D2S201E; CXCR4
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	7852
유전자 ID	7852
면역원(Immunogen)	인간 CXCR4 (P61073)의 아미노산 253-352 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P61073
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스백