

Wb, Fc, Elisa용 Anti-Cxcr5/Cd185 토끼 단일클론 항체 - P32302

품목 번호: CM0007571

소개

인간 C-X-C 케모카인 수용체 5형(BLR1, MDR15)을 표적으로 하는 Anti-CXCR5/CD185 토끼 단일클론 항체(클론 미보고). B세포 및 림프종 연구에서 웨스턴 블롯, 유세포 분석 및 ELISA 응용에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CXCR5/CD185 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	BLR1; CD185; MDR15; CXCR5/CD185
종	인간
유전자 ID	643
면역원	인간 CXCR5(NP_001707.1)의 아미노산 1~47에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, FC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P32302
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스팩