

Wb 및 Elisa용 Anti-Cxcr6 토끼 다클로날 항체 - O00574

품목 번호: CM0023868

소개

인간 CXCR6 케모카인 수용체에 대한 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. HIV/SIV 코수용체 기능 및 림프 조직 내 면역 세포 이동 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CXCR6 Rabbit pAb
비고/별칭	BONZO; CD186; CDw186; STRL33; TYMSTR; CXCR6
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	10663
면역원(Immunogen)	인간 CXCR6 (NP_006555.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	O00574
단백질 분자량	39KDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)