

Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용 Anti-Cxxc1 다클론 항체 - Q9P0U4

품목 번호: CM0013603



소개

WB, IHC-P, IP 및 ELISA용 CXXC1(CFP1/CpG 결합 단백질) 표적 토끼 다클론 항체. 인간 및 마우스 샘플에서 검증되었으며, 전사 조절 및 염색질 생물학 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CXXC1 토끼 pAb
비고/별칭	CFP1; CGBP; SPPI; PCCX1; PHF18; hCGBP; ZCGPCL; HsT2645; 2410002I16Rik; 5830420C16Rik; CXXC1
종	인간
GeneID(인간)	30827
GeneID	30827
면역원	인간 CXXC1(NP_001095124.1)의 아미노산 1-210에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9P0U4
단백질 분자량	76 kDa
배송	아이스팩