

Anti-Cxxc1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9P0U4

품목 번호: CM0025230



소개

인간 CXXC1(CpG 결합 단백질)을 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 염색질 연구에서 핵 단백질 검출에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CXXC1 Rabbit pAb
비고/별칭	CFP1, CGBP, SPP1, PCCX1, PHF18, hCGBP, ZCGPC1, HsT2645, 2410002I16Rik, 5830420C16Rik, CXXC1
종	인간
GeneID (인간)	30827
GeneID	30827
면역원	인간 CXXC1 (NP_001095124.1)의 아미노산 401-660에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9P0U4
단백질 분자량	76kDa
배송	아이스백