


Wb, Ihc-P, If/Icc 및 Elisa용 Anti-Cyb5A Rabbit Polyclonal Antibody - P00167

품목 번호: CM0025153



소개

사람 CYB5A를 타겟으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 사람 CYB5A (NP_683725.1)의 N-말단 영역을 사용하여 생성되었습니다. 사이토크롬 b5 전자 전달 및 막 산소화제 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CYB5A Rabbit pAb
비고/별칭	CYB5; MCB5; METAG; CYB5A
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	1528
유전자 ID	1528
면역원	사람 CYB5A (NP_683725.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐
SWISS	P00167
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)