


Wb, Elisa용 항-Cyb5B 다클론 항체 - O43169

품목 번호: CM0014307



소개

인간 CYB5B(OMB5)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응성을 가지며 미토콘드리아 전자 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CYB5B 토끼 pAb
비고/별칭	OMB5; CYB5-M; CYPB5M; CYB5B
종	인간
유전자ID (인간)	80777
유전자ID	80777
면역원	제조합 단백질 인간 CYB5B(NP_085056.2)의 아미노산 16-150에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질입니다.
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O43169
단백질 분자량	17kDa
배송 방법	아이스 팩