

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cyb5R1 다클론 항체 - Q9Uhq9

품목 번호: CM0019929

소개

WB, IHC-P 및 ELISA 검증을 완료한 고품질 인간 CYB5R1 토끼 다클론 항체입니다. 쥐(rat)와 교차 반응합니다. NADH-cytochrome b5 환원효소 기능 및 지질 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CYB5R1 토끼 pAb
비고/별칭	B5R1; B5R2; B5R.1; NQO3A2; humb5R2; CYB5R1
종	인간
유전자 ID	51706 (인간)
면역원	인간 CYB5R1(NP_057327.2)의 1-305 아미노산 서열을 포함하는 재조합-융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	Q9UHQ9
단백질 무게	34kDa
배송	아이스팩