


Wb 및 Elisa용 항-Cyb5R3 단클론 항체 - P00387

품목 번호: CM0002524



소개

WB 및 ELISA용 인간 CYB5R3(NADH-시토크롬 b5 환원효소 3)에 대한 토끼 단클론 항체. 인간 및 래트 샘플과 교차 반응합니다. 전자 수송 및 지질 대사 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CYB5R3 토끼 mAb
비고/별칭	B5R; DIA1; CYB5R3
종	인간
유전자ID (인간)	1727
유전자ID	1727
면역원	합성 펩타이드 인간 CYB5R3 (P00387)의 아미노산 1-100 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 래트
SWISS	P00387
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백