


## Anti-Cyb5R3 폴리클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - P00387

품목 번호: CM0030602



### 소개

사람, 마우스, 래트 샘플에서 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 CYB5R3 토끼 폴리클론 항체입니다. 사이토크롬 b5 환원, 지질 대사 및 적혈구 생물학 연구에 필수적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수    | 값                                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 제품명     | CYB5R3 토끼 pAb                                                      |
| 비고/별칭   | B5R; DIA1; CYB5R3                                                  |
| 종       | 사람                                                                 |
| GeneID  | 1727                                                               |
| 면역원     | 사람 CYB5R3 (NP_001165131.1)의 아미노산 125-334에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 원천      | 토끼                                                                 |
| 범주      | 폴리클론 항체                                                            |
| 응용 분야   | WB, IF/ICC, ELISA                                                  |
| 교차 반응성  | 사람, 마우스, 래트                                                        |
| SWISS   | P00387                                                             |
| 단백질 분자량 | 34kDa                                                              |
| 배송      | 아이스백                                                               |