


Anti-Cyb5R3 폴리클로날 항체 (Kd 검증됨) For Wb 및 Elisa - P00387

품목 번호: CM0022753



소개

인간 CYB5R3 (NADH-사이토크롬 b5 환원효소 3)를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA 응용에 적합합니다. 쥐와 교차 반응합니다. UniProt P00387.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KD 검증됨] CYB5R3 Rabbit pAb
비고/별칭	CYB5R3; B5R; DIA1; cytochrome b5 reductase 3
종	인간
유전자 ID (인간)	1727
유전자 ID	1727
면역원	인간 CYB5R3 (NM_000398.7)의 아미노산 27-301에 해당하는 재조합 단백질
원산지	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	P00387
단백질 분자량	31kDa/34kDa/38kDa
배송	아이스백