

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Cyba 토끼 다클론 항체 - P13498

품목 번호: CM0016829



소개

웨스턴 블롯(WB), 면역형광(IF/ICC) 및 ELISA에 대해 검증된 고품질 항-CYBA 토끼 다클론 항체입니다.

NADPH 산화효소의 21 kDa 소단위체인 인간, 마우스 및 랫드 CYBA/p22phox를 검출합니다. 산화 스트레스 및 선천면역 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CYBA 토끼 pAb
비고/별칭	CGD4; p22-PHOX; CYBA
종	인간
유전자 ID(인간)	1535
유전자 ID	1535
면역원	인간 CYBA(NP_000092.2)의 126-195번 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P13498
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스팩