


Wb, Elisa용 항-Cybrd1 다클론 항체 - Q53Tn4

품목 번호: CM0021951



소개

인체 시료에 대해 WB 및 ELISA로 검증된 CYBRD1 대상 토끼 다클론 항체입니다. 철분 흡수 및 페리환원효소(ferrireductase) 연구에 이상적입니다. 핵심 사양 및 기술 팁이 포함되어 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CYBRD1 토끼 pAb
비고/별칭	DCYTB; FRRS3; CYB561A2; CYBRD1
종	인체(Human)
유전자 ID (인체)	79901
면역원	인체 CYBRD1(NP_079119.3)의 아미노산 215-286에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인체
SWISS	Q53TN4
단백질 무게	32kDa
배송	아이스팩