


Anti-Cyc1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P08574

품목 번호: CM0015153



소개

미토콘드리아 전자 전달 사슬의 복합체 III 촉매 코어 소단위인 인간 CYC1에 대한 토끼 다클로널 항체입니다. 웨스턴 블롯(Western blot), IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스 및 랫트 샘플에서 반응성을 나타냅니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CYC1 Rabbit pAb
비고/별칭	UQCR4; MC3DN6; CYC1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	1537
GeneID	1537
면역원	재조합 단백질 인간 CYC1 (NP_001907.2)의 아미노산 85-291에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P08574
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)