

Wb, Elisa용 Anti-Cyclin A1 폴리클로날 항체 - P78396

품목 번호: CM0017501

소개

사람 Cyclin A1을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로 WB 및 ELISA에 적용 가능합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 생식세포 감수분열 및 세포주기 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Cyclin A1 Rabbit pAb
비고/별칭	CT146; Cyclin A1
종	사람
GeneID (Human)	8900
GeneID	8900
면역원	사람 CCNA1 (NP_001104515.1)의 아미노산 350-450에 해당하는 서열의 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P78396
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스백