

Anti-Cyclin A1/A2 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ip, Elisa - P20248 / P78396

품목 번호: CM0007835



소개

Cyclin A1/A2를 타겟으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB, IP 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람 및 마우스 샘플과 반응합니다. 세포 주기 및 암 연구에 유용합니다. P20248 / P78396.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Cyclin A1/A2 Rabbit mAb
비고/별칭	CCN1; CCNA; CT146; Cyclin A1/A2
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	890/8900
항원(Immunogen)	사람 Cyclin A1/A2 (P20248)의 아미노산 250-465에 해당하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P20248/P78396
단백질 분자량	49 kDa/52 kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)