


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Cyclin A2 폴리클로날 항체 - P20248

품목 번호: CM0026627



소개

Cyclin A2 (CCNA2)를 타겟팅하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯(Western blot), IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 사람, 쥐, 랫드 샘플에서 검증되었습니다. 세포 주기 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Cyclin A2 Rabbit pAb
비고/별칭	CCN1; CCNA; Cyclin A2
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	890
GeneID	890
항원(Immunogen)	합성 펩타이드 (사람 Cyclin A2 (NP_001228.1)의 아미노산 350-432 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드)
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	P20248
단백질 분자량(Protein Weight)	49kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)