


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Cyclin B1 토끼 다클론 항체 - P14635

품목 번호: CM0021183



소개

인간 Cyclin B1에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 주요 세포 주기 조절자인 인간, 마우스 및 랫드 CCNB1을 인식합니다. 연구 목적에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Cyclin B1 토끼 pAb
비고/별칭	CCNB; Cyclin B1
종	인간
GeneID (인간)	891
GeneID	891
면역원	합성 펩타이드 인간 Cyclin B1(NP_114172.1)의 아미노산 334~433 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P14635
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스팩