

Wb, Elisa용 사이클린 B2 폴리클로날 항체 - O95067

품목 번호: CM0020042

소개

인간 사이클린 B2 (G2/체분열 특이적 사이클린-B2)에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간 및 마우스와 반응합니다. 세포 주기 및 체분열 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	설명
제품명	Cyclin B2 Rabbit pAb
비고/별칭	HsT17299; Cyclin B2
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	9133
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 사이클린 B2 (NP_004692.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	O95067
단백질 분자량	45kDa
배송(Shipping)	아이스백