

Anti-Cyclin B2 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95067

품목 번호: CM0011689

소개

Cyclin B2 Rabbit Monoclonal Antibody (UniProt: O95067) validated for WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA with cross-reactivity to human, mouse, rat. Ideal for cell cycle and mitosis research.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Cyclin B2 Rabbit mAb
비고/별칭	HsT17299; Cyclin B2
종(Species)	Human
GeneID (인간)	9133
GeneID	9133
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 Cyclin B2 (O95067)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	O95067
단백질 분자량(Protein Weight)	45kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)