

Wb, Ihc-P, Elisa용 항사이클린 B2 토끼 다클론 항체 - O95067

품목 번호: CM0029486

소개

WB, IHC-P 및 ELISA 응용분야에서 검증된 사이클린 B2 토끼 다클론 항체입니다. 주요 세포주기 조절 단백질인 인간, 생쥐 및 래트 사이클린 B2를 검출합니다. 유사분열 및 세포분열 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	사이클린 B2 토끼 pAb
비고/별칭	HsT17299; 사이클린 B2
종	인간
GeneID (인간)	9133
GeneID	9133
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 래트
SWISS	O95067
단백질 분자량	45kDa
배송 방식	아이스팩