

Wb 및 Elisa용 Anti-Cyclin C 다클론 항체 - P24863

품목 번호: CM0015046



소개

인간 Cyclin C에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA 응용에 적합합니다. 생쥐와 랫드에 교차 반응하여 전사 조절 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Cyclin C 토끼 pAb
비고/별칭	CycC; SRB11; hSRB11; Cyclin C
종	인간
GeneID (인간)	892
GeneID	892
면역원	재조합 단백질 인간 Cyclin C(NP_005181.2)의 아미노산 1-283에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 랫드
SWISS	P24863
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스백