


웨스턴 블롯, 면역침강, 면역형광/면역세포화학, 파라핀 포매 면역조직화학, Elisa용 안티-사이클린 D1 토끼 폴리클로날 항체 - P24385

품목 번호: CM0016698



소개

인간 사이클린 D1 (BCL1)에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯, 면역침강, 면역형광/면역세포화학, 파라핀 포매 면역조직화학, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 세포 주기 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	사이클린 D1 토끼 pAb
비고/별칭	BCL1; PRAD1; U21B31; D11S287E; 사이클린 D1
종	인간
GeneID (인간)	595
GeneID	595
면역원	인간 사이클린 D1 (NP_444284.1)의 아미노산 200-295에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	웨스턴 블롯, 면역침강, 면역형광/면역세포화학, 파라핀 포매 면역조직화학, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P24385
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백