


Wb용 Anti-Cyclin D1 토끼 다클론 항체 - P24385

품목 번호: CM0016770



소개

Cyclin D1(CCND1, BCL1, PRAD1)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, IP 및 ELISA 응용 분야에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. G1/S 세포주기 조절 및 종양단백질 신호전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Cyclin D1 토끼 pAb
비고/별칭	BCL1; PRAD1; U21B31; D11S287E; Cyclin D1
종	인간
GeneID (인간)	595
GeneID	595
면역원	인간 Cyclin D1(NP_444284.1)의 아미노산 200-295 영역에 해당하는 합성 펩타이드
숙주	토끼
분류	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P24385
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백