

Wb 및 Elisa용 Anti-Cyclin D2 Rabbit Polyclonal Antibody - P30279

품목 번호: CM0020286



소개

사람 Cyclin D2를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 세포 주기, 암, G1/S 전이 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Cyclin D2 Rabbit pAb
비고/별칭	MPPH3; KIAK0002; Cyclin D2
종	사람
GeneID (사람)	894
GeneID	894
면역원	사람 Cyclin D2 (NP_001750.1)의 아미노산 1-289에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	P30279
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스백