

Anti-Cyclin D2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P30279

품목 번호: CM0016783



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증된 고품질의 Anti-Cyclin D2 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트 Cyclin D2 단백질(MW 33 kDa)을 인식합니다. 세포 주기 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Cyclin D2 Rabbit pAb
비고/별칭	MPPH3; KIAK0002; Cyclin D2
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	894
GeneID	894
면역원(Immunogen)	인간 Cyclin D2 (NP_001750.1)의 아미노산 1-289에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P30279
단백질 분자량	33kDa
배송(Shipping)	아이스팩