


Anti-Cyclin D3 Rabbit Polyclonal Antibody (Ko 검증됨) For Wb, Elisa - P30281

품목 번호: CM0016557



소개

인간 G1/S-특이적 사이클린-D3 (CCND3, SWISS P30281)에 대한 토끼 폴리클론항체. 녹아웃으로 검증되었으며, WB 및 ELISA에 적합합니다. 세포 주기 연구를 위해 마우스와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증됨] Cyclin D3 Rabbit pAb
비고/별칭	CCND3; cyclin D3; Cyclin D3; D3
종	인간
GeneID (인간)	896
GeneID	896
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P30281
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스백