

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Cyclin E1 단일클론 항체 - P24864

품목 번호: CM0005144



소개

인간 Cyclin E1에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 세포 주기 연구용으로 설계되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Cyclin E1 Rabbit PolymAb®
비고/별칭	CCNE1; pCCNE1
종	인간
GeneID (인간)	898
GeneID	898
면역원	인간 Cyclin E1 (NP_001229.1)의 아미노산 300-400에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P24864
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스백