

Wb 및 Elisa용 Anti-Cyclin E1 토끼 단일클론 항체 - P24864

품목 번호: CM0006947



소개

사람, 마우스 및 랫드에서 WB와 ELISA 검증이 완료된 Anti-Cyclin E1 토끼 단일클론 항체입니다. 주요 세포 주기 조절자인 G1/S 특이적 cyclin-E1을 표적으로 합니다. 재조합 단일클론 항체이며, 면역원은 합성 펩타이드(아미노산 300-400)입니다. 47kDa, 핵.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Cyclin E1 토끼 mAb
비고/별칭	CCNE; pCCNE1; Cyclin E1
종	사람
유전자 ID (사람)	898
유전자 ID	898
면역원	사람 Cyclin E1(NP_001229.1)의 아미노산 300-400 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
항체 생산원	토끼
분류	단일클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	P24864
단백질 중량	47kDa
배송	아이스팩