

웨스턴 블롯(Wb) 및 Elisa용 Anti-Cyclin E1 Rabbit Polyclonal Antibody - P24864

품목 번호: CM0015962



소개

사이클린 E1을 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와의 교차 반응성을 보여 세포 주기 및 종양학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Cyclin E1 Rabbit pAb
비고/별칭	CCNE; pCCNE1; Cyclin E1
종	인간
GeneID (인간)	898
GeneID	898
면역원	인간 Cyclin E1 (NP_001229.1)의 아미노산 300-400 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원료	토끼
분류	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P24864
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스백