


Wb, Elisa용 항사이클린 E2 단클론 항체 - O96020

품목 번호: CM0007995



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 사이클린 E2 토끼 단클론 항체입니다. 분자량이 약 47 kDa인 G1/S 전이의 핵심 조절인자인 인간 사이클린 E2를 인식합니다. 세포주기, 증식 및 종양학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	사이클린 E2 토끼 mAb
비고/별칭	CYCE2; 사이클린 E2
종	인간
유전자 ID (인간)	9134
유전자 ID	9134
면역원	합성 펩티드 인간 사이클린 E2 (O96020)의 아미노산 50-150 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩티드.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O96020
단백질 분자량	47kDa
배송 방법	아이스 팩